



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Nosze ratunkowe (Powystawowy (demo))

- Nowe, powystawowe (ze szpitalnego zapasu magazynowego),
- Produkcji polskiej,
- Stelaż wykonany z aluminium - bardzo lekkie,
- Wymiary leża: szerokość 55 cm x długość 180 cm,
- Wymiary całkowite: długość 190 cm x szerokość 55 cm x wysokość 15 cm,
- Długość rączek 19 cm (chowane w stelaż),
- Wyposażone w kieszeń na poduszkę w o wymiarach 37 x 35 cm,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

