



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw Montażowy Model PMK-01 (Produkt nowy)



AG NEOVO NOWA KONCEPCJA MONITORÓW MEDYCZNYCH

ZESTAWY MONTAŻOWE AG NEOVO

Zgodnie z VESA akcesoria umożliwiają umieszczenie, zamontowanie lub zawieszenie wyświetlaczy AG NEOVO w dowolnym miejscu.

MODEL PMK-01:

PMK-01 to doskonałe rozwiązanie dla muzeów, punktów informacyjnych lub środowisk publicznych lub wielu użytkowników. Wykonany z wytrzymałej stali i odlewu aluminiowego, PMK-01 jest zgodny ze standardem VESA i obsługuje wyświetlacze o wadze do 14 kg. Obrotnica umożliwi obrót wyświetlacza o 270^{1/4}, nachylenie o 180^{1/4} w górę i w dół, oraz przekręcanie o 180^{1/4} w lewo i w prawo. Wygodny wysuwany wspornik do montażu na ścianie, umożliwi łatwe zdejmowanie wyświetlacza.

Właściwości:

- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Wsuwany i wysuwany wspornik do montażu na ścianie
- Wielokierunkowe obracanie
- Przekręcanie w lewo i w prawo o 180°
- Obracanie w górę i w dół o 180°
- Obrót wyświetlacza o 270°
- Zgodny ze standardem VESA
- Waga: 7,0 kg ~ 14,0 kg (15,4 funta ~ 30,9 funta)
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

Specyfikacja:

Montaż	Standard VESA	(75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
Obciążenie	Waga	2~8kg (4.4~17.6 funta)
Regulacja ramienia	Obracanie	90° (W poziomie/W pionie)
	Przekręcanie	360°
	Wysokość	130mm (5.1")
Nachylenie	W górę	25°
	W dół	-5°
Części zewnętrzne	Materiał	Plastik
	Kolor	Czarny
Wymiary	Bez opakowania	222 x 432 x 252 mm
	(S x W x G)	(8.7" x 17.0" x 9.9")
	Opakowanie	260 x 95 x 460 mm
	(S x W x G)	(10.2" x 3.7" x 18.1")
Waga	Waga netto	3.2 Kg (7.0 funta)
	Waga brutto	3.6 Kg (7.9 funta)
Opakowanie	1 karton	5 zestawów
	1 paleta	140 zestawów

