



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Podstawa do monitora ES-02 (Produkt nowy)



### AG NEOVO NOWA KONCEPCJA MONITORÓW MEDYCZNYCH

#### PODSTAWA DO MONITORÓW AG NEOVO

##### MODEL ES-02:

Regulowana wysokość wyświetlacza, obracanie od lewej do prawej, a nawet nachylenie i przekręcanie, dla uzyskania optymalnego widzenia z podstawą wyświetlacza ES-02. Inteligentne zarządzanie okablowaniem i ukrywanie kabli za podstawą. Ta regulowana, wysokiej wytrzymałości i zgodna z VESA konstrukcja, obsługuje szeroki zakres wagi wyświetlaczy, od 2 kg ~ 8 kg i udostępnia szerokie kąty widzenia, dla zapewnienia maksymalnej ergonomii.

##### Właściwości:

- Łatwa w użyciu prosta konstrukcja
- Szybka instalacja i bezproblemowe działanie
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75mm i 100 x 100mm)
- Regulacja wysokości do 130mm
- Funkcja obracania do wyświetlania w poziomie i w pionie
- Przekręcanie w lewo i w prawo do kąta 360°
- Nachylenie w górę i w dół do kąta 30°
- Waga: 2~8kg
- Odpowiednia do wyświetlaczy AG Neovo serii X, serii U, serii L i innych wyświetlaczy o wielkości do 24"
- (wszystkie ze zdjętej podstawą)
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

##### Specyfikacja:

Montaż	Standard VESA	(75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
Obciążenie	Waga	2~8kg (4.4~17.6 funta)
Regulacja ramienia	Obracanie Przekręcanie Wysokość	90° (W poziomie/W pionie) 360° 130mm (5.1")
Nachylenie	W górę W dół	25° -5°
Części zewnętrzne	Materiał Kolor	Plastik Czarny
Wymiary	Bez opakowania (S x W x G) Opakowanie (S x W x G)	222 x 432 x 252 mm (8.7" x 17.0" x 9.9") 260 x 95 x 460 mm (10.2" x 3.7" x 18.1")
Waga	Waga netto Waga brutto	3.2 Kg (7.0 funta) 3.6 Kg (7.9 funta)
Opakowanie	1 karton 1 paleta	5 zestawów 140 zestawów

