



Kołnierz ortopedyczny JEROME NecLoc NL200E (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Rozmiar: Pediatryczny (czerwony),
- Nec Loc to najczęściej stosowany na świecie dwuczęściowy kołnierz ortopedyczny, wykorzystywany podczas wydobywania ofiar wypadków,
- Jest to szybki i bezpieczny system unieruchamiający kręgi szyjne,
- Podstawową konstrukcję wykonano z polietyleno o małej gęstości, którego giętkość ułatwia stosowanie, a sztywność optymalizuje zdolność do unieruchomienia,
- Wygodę pacjenta zapewnia zastosowanie wewnętrzznego obicia z rozszerzalnego Plastizotu o zamkniętych komórkach i dużej gęstości,
- Przedni otwór umożliwia, w razie wystąpienia takiej potrzeby przeprowadzenie tracheotomii,
- Przezierny dla promieni RTG,
- Łatwy w utrzymaniu czystości,
- Aby umożliwić szybką identyfikację odpowiedniego kołnierza Nec Loc, każdy rozmiar oznakowano innym kolorem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

