



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką SIMAX 100 ml nr 14 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcja czeska,
- Wykonane ze szkła borokrzemowego,
- Stała podstawa,
- Białe oznaczenie pojemności,
- Pojemność 100 ml,
- Wysokość 104 mm,
- Śr. Szyjki 36 mm,
- Śr. Kolby 60 mm,

