



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolba Erlenmeyera VITLAB 500 ml PP nr 9 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wykonane z polipropylenu,
- Wysoce przezroczysta,
- Nakręcana zakrywka,
- Pojemność 1000 ml,
- Podziałka 100 ml,
- Szlif NS 45/40,
- Gwint 44 mm,
- Niebieska, nadrukowana podziałka,
- Możliwość sterylizacji w autoklawie (135°), bez trwałej utraty tolerancji.

