



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolba miarowa VITLAB 250 ml PP (kl.B) nr 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wykonane z polipropylenu,
- Półprzezroczysta,
- Nakręcana zakrywka,
- Pojemność 250 ml,
- Wysokość 230 mm,
- Gwint GL 18 mm,
- Tolerancja +/- 0,24 ml,
- Myć i użytkować w temperaturze do 20°C

