



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Pipeta wielowymiarowa Labmed 5 cm<sup>3</sup> / 5 ml nr 35 (Powystawowy (demo))**

- Nowa,
- Produkcja Labmed (polska),
- Klasa B,
- Szklana,
- Pasek Schellbacha,
- Podziałka biała,
- Pojemność 5 cm<sup>3</sup> / 5 ml,
- Podziałka 0,1 ml,

