



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cylinder miarowy VITLAB 50 ml PP nr 11 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wykonane z polipropylenu,
- Wysoce przezroczysta,
- Wypukła podziałka,
- Klasa B,
- Pojemność 100 ml,
- Podziałka 0.1 ml,
- Wysokość 200 mm,
- Tolerancja +/- 1ml,
- Średnica 24 mm,
- Myć i użytkować w temperaturze do 20°C

