



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pipeta wielowymiarowa POLAMED 0,2 cm³/0,2 ml nr 38 (Powystawowy (demo))

- Nowa,
- Produkcja POLAMED (polska),
- Klasa B,
- Szklana,
- Pasek Schellbacha,
- Podziałka brązowa,
- Pojemność 0,2 cm³/ 0,2 ml,
- Podziałka 0,002 ml,

