



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Kolba miarowa VITLAB 100 ml PP (kl.B) nr 1 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wykonane z polipropylenu,
- Półprzezroczysta,
- Nakręcana zakrywka,
- Pojemność 100 ml,
- Wysokość 180 mm,
- Gwint GL 11 mm,
- Tolerancja +/- 0,16 ml,
- Myć i użytkować w temperaturze do 20°C

