



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką SIMAX 500 ml nr 15 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcja czeska,
- Wykonane ze szkła borokrzemowego,
- Stała podstawa,
- Białe oznaczenie pojemności,
- Pojemność 100 ml,
- Wysokość 175 mm,
- Śr. Szyjki 54 mm,
- Śr. Kolby 100 mm,

