



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pojemnik do szczotek Uzumcu 87025 Podwójny (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Pojemność 20 szt,
- Uchwyt przystosowany do sterylizacji,
- Uchwyt do montażu na ścianie,
- Gabaryty: 275 x 120 x 320 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

