



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafa dla sal operacyjnych Uzumcu 40530 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonana ze stali nierdzewnej wykorzystywanej na salach operacyjnych,
- Zamykane na dole drzwi stalowe,
- Zamykane szklane drzwi i dwie regulowane półki,
- 4 regulowane nogi,
- Gabaryty: 900 x 400 x 1800 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania:
 - Raty,
 - Leasing,
 - Pożyczka.

