



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafa na endoskopy Uzumcu 40890 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonana ze stali nierdzewnej,
- Wyposażona w 5 specjalnie zaprojektowanych uchwytów do endoskopów giętkich,
- Wewnętrzna taca do zbierania wody o wymiarach 34x52x18 cm,
- Zamykane na zamek szklane drzwi,
- Gabaryty: 700 x 450 x 2200 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

