



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Sterylna szafka/Wózek do ubrań Uzumcu 40655 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Kąt otwarcia drzwi wynosi 270°,
- Drzwi zamykane na klucz,
- Specjalne uchwyty ułatwiające przemieszczanie,
- Gabaryty: 1300 x 680 x 1155 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

