



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stojak na misę Uzumcu 40555 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Przystosowany do misy 8 litrowej,
- Specjalny uchwyt do przemieszczania,
- Możliwość rozmontowania stojaka,
- Podstawa jezdna z kółkami ( w tym dwa z hamulcem),
- Gabaryty: 640 x 600 x 910 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 - miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

