



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stojak na misy Uzumcu 40575 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Przystosowany do dwóch mis 8 litrowych każda,
- Specjalny uchwyt do przemieszczania,
- Możliwość rozmontowania stojaka,
- Podstawa jezdna z kółkami (w tym dwa z hamulcem),
- Gabaryty: 800 x 600 x 910 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

