



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stojak na kroplówkę Uzumcu 10315 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Wyposażony w uchwyt ułatwiający przemieszczanie oraz kosz na akcesoria,
- Wieszak do kroplówek posiadający cztery haki,
- Możliwość zamontowania pompy infuzyjnej,
- Podstawa wykonana z aluminium,
- Mobilny, wyposażony w pięć kółek,
- Regulowana wysokość w zakresie 1200-2100 mm,
- Gabaryty:
  - Wys. Max 2100 mm,
  - Średnica podstawy  $\varnothing$  600 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

