



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Uchwyt sufitowy CMP-01 (Produkt nowy)**



### **AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych**

#### **UCHWYT SUFITOWY AG NEOVO**

Wytrzymały, montowany na suficie słupek AG Neovo CMP-01, jest przeznaczony do wymagających środowisk publicznych. Połączenie CMP-01 i różnorodnych zestawów do montażu na ścianie wyświetlaczy AG Neovo, zapewnia kompleksowe rozwiązania montażu na suficie dla małych i dużych profesjonalnych wyświetlaczy. Funkcja regulacji wysokości i obrotu słupka o 360 stopni, zapewnia możliwość ustawienia różnych kątów widzenia z nachylanymi zestawami montażowymi WMK-03, LMK-01 i LMK-02. Przeznaczony do środowisk publicznych CMP-01, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność dzięki wytrzymałej stali.

#### **Właściwości:**

- Rozwiązanie do montażu na ścianie obejmuje CMP-01 z opcjonalnymi WMK-03, LMK-01 i LMK-02,
- w zależności od rozmiarów wyświetlacza
- Odporna konstrukcja ze stali gwarantuje trwałość
- Prowadzenie kabli w słupku zapewnia estetyczny wygląd
- Regulacja wysokości w zakresie 50 cm
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie 360°
- Udźwig: 60 kg na stronę
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

