



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uchwyt sufitowy CMP-01 (Produkt nowy)



AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

UCHWYT SUFITOWY AG NEOVO

Wytrzymały, montowany na suficie słupek AG Neovo CMP-01, jest przeznaczony do wymagających środowisk publicznych. Połączenie CMP-01 i różnorodnych zestawów do montażu na ścianie wyświetlaczy AG Neovo, zapewnia kompleksowe rozwiązania montażu na suficie dla małych i dużych profesjonalnych wyświetlaczy. Funkcja regulacji wysokości i obrotu słupka o 360 stopni, zapewnia możliwość ustawienia różnych kątów widzenia z nachylanymi zestawami montażowymi WMK-03, LMK-01 i LMK-02. Przeznaczony do środowisk publicznych CMP-01, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność dzięki wytrzymałej stali.

Właściwości:

- Rozwiązanie do montażu na ścianie obejmuje CMP-01 z opcjonalnymi WMK-03, LMK-01 i LMK-02,
- w zależności od rozmiarów wyświetlacza
- Odporna konstrukcja ze stali gwarantuje trwałość
- Prowadzenie kabli w słupku zapewnia estetyczny wygląd
- Regulacja wysokości w zakresie 50 cm
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie 360°
- Udźwig: 60 kg na stronę
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

