



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uchwyt do monitora AG NEOVO WMK-03 (Produkt nowy)



AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Przeznaczony do małych i średnich wyświetlaczy, wytrzymały zestaw do montażu na ścianie AG Neovo WMK-03. Zapewnia niezawodne mocowanie profesjonalnych wyświetlaczy o wadze do 60 kg. Wybór odpowiedniego materiału umożliwi dopasowanie do wymagających środowisk. Konstrukcja nachylenia pod trzema kątami, zapewnia oszczędzanie miejsca, zwiększając wygodę oglądania. Dzięki zgodności ze standardem VESA, obsługuje on szeroki zakres małych i średnich wyświetlaczy.

Właściwości

- Wysokiej jakości, wytrzymałe materiały zapewniają długotrwałą użyteczność produktu
- Intuicyjna i łatwa instalacja
- Swobodna regulacja kąta nachylenia
- Zgodność ze standardem VESA (100 x 100 mm i 200 x 200 mm)
- Blokowana konstrukcja zapewnia stabilność montażu
- Udźwig: 60 kg
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

