



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zestaw montażowy LMK-02 (Produkt nowy)



### AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

#### ZESTAWY MONTAŻOWE AG NEOVO

Zgodnie z VESA akcesoria umożliwiają umieszczenie, zamontowanie lub zawieszenie wyświetlaczy AG NEOVO w dowolnym miejscu.

#### MODEL LMK-02:

Mocny zestaw do montażu na ścianie AG NEOVO LMK-02, umożliwia bezpieczne zamocowanie wyświetlaczy 32" lub większych w środowiskach publicznych.

Odpowiednio dobrana, wysokiej jakości stal, zapewnia stabilność i niezawodność zestawu do montażu na ścianie LMK-02. Jest przeznaczony do mocowania wyświetlaczy na ścianach z cegieł lub na ścianach szkieletowych, nawet w trudnych warunkach. Regulowana funkcja nachylenia, zapewnia wygodniejsze kąty widzenia. Dzięki zgodności z różnymi standardami VESA, LMK-02 doskonale pasuje do wyświetlaczy 32" lub większych, o wadze do 80 kg.

#### Właściwości:

- Wytrzymała stal zapewnia niezawodność
- Szybka i intuicyjna instalacja
- Elastyczna regulacja nachylenia
- Zgodność ze standardem VESA (Maks. 440 x 330 mm)
- Blokowana listwa zabezpieczenia (niedostarczona kłódka)
- Udźwig: 80 kg
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

