



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Uchwyt do monitora WMA-01 (Produkt nowy)



### **AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych**

#### **UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO**

Ramię do montażu ściennego WMA-01, umożliwia bez wysiłkową regulację kątów wyświetlacza i zmianę kierunków ramienia dla ergonomicznego udostępniania obrazów ekranowych. Mocna i ergonomiczna konstrukcja oraz inteligentne prowadzenie kabli, zapewniają dopasowanie do wymagań środowisk wielu użytkowników, zarówno pod kątem funkcji jak i wytrzymałości. Zgodność ze standardem VESA, zapewnia obsługę małych i średnich wyświetlaczy o wadze do 25 kg.

Właściwości:

- Rozwiązanie do montażu na ścianie obejmuje CMP-01 z opcjonalnymi WMK-03, LMK-01 i LMK-02,
- w zależności od rozmiarów wyświetlacza
- Odporna konstrukcja ze stali gwarantuje trwałość
- Prowadzenie kabli w słupku zapewnia estetyczny wygląd
- Regulacja wysokości w zakresie 50 cm
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie 360°
- Udźwig: 60 kg na stronę
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

