



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podstawa do monitora (podwójna) DMS-01D (Produkt nowy)



AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Poprzez obsługę dwóch obrazów ekranowych i regulację kątów wyświetlacza, podstawa wyświetlacza DMS-01D zwiększa efektywność i ergonomię. Inteligentne prowadzenie kabli pomaga w utrzymaniu porządku w obszarze pracy. Stalowe zawiasy i solidne komponenty zapewniają wytrzymałość. Zgodność ze standardem VESA, DMS-01D obsługa różnych rozmiarów wyświetlaczy do 24".

Właściwości:

- Inteligentne prowadzenie kabli
- Intuicyjna instalacja
- Specjalnie dobierane materiały zapewniają długotrwałą użyteczność produktu
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- Regulowana konstrukcja wysokości
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie -20° do 20° na zawias
- Nachylenie w górę i w dół do kąta 40°
- Obrót o 360° na zawias
- Udźwig: 12 kg na zawias
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

