



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podstawa monitora (poczwórna) DMS-01Q (Produkt nowy)



AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Poczwórna podstawa wyświetlaczy AG Neovo umożliwia wykonywanie wielu zadań, jednocześnie zajmując najmniej miejsca. Dzięki jednoczesnej prezentacji czterech wyświetlaczy, DMS-01Q umożliwia efektywne wyświetlanie i wykonywanie wielu zadań, szczególnie przy dużej ilości informacji. Inteligentne prowadzenie kabli utrzymuje porządek i ład na biurku. Aby stworzyć wygodne i umożliwiające długotrwałe działanie środowisko, DMS-01Q skonstruowano z ergonomicznych i wysokiej jakości materiałów.

Właściwości:

- Inteligentne prowadzenie kabli
- Intuicyjna instalacja
- Specjalnie dobierane materiały zapewniają długotrwałą użyteczność produktu
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- Regulowana konstrukcja wysokości
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie -20° do 20° na zawias
- Nachylenie w górę i w dół do kąta 40°
- Obrót o 360° na zawias
- Udźwig: 8 kg na zawias
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

