



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Podstawa monitora (poczwórna) DMS-01Q (Produkt nowy)



### AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

#### UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Poczwórna podstawa wyświetlaczy AG Neovo umożliwia wykonywanie wielu zadań, jednocześnie zajmując najmniej miejsca. Dzięki jednoczesnej prezentacji czterech wyświetlaczy, DMS-01Q umożliwia efektywne wyświetlanie i wykonywanie wielu zadań, szczególnie przy dużej ilości informacji. Inteligentne prowadzenie kabli utrzymuje porządek i ład na biurku. Aby stworzyć wygodne i umożliwiające długotrwałe działanie środowisko, DMS-01Q skonstruowano z ergonomicznych i wysokiej jakości materiałów.

#### Właściwości:

- Inteligentne prowadzenie kabli
- Intuicyjna instalacja
- Specjalnie dobierane materiały zapewniają długotrwałą użyteczność produktu
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- Regulowana konstrukcja wysokości
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie -20° do 20° na zawias
- Nachylenie w górę i w dół do kąta 40°
- Obrót o 360° na zawias
- Udźwig: 8 kg na zawias
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

