



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podstawa monitora DMC-02D (Produkt nowy)



AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Lepsze wykorzystanie miejsca przy ograniczonej wielkości obszaru roboczego, poprzez użycie zaciskowego zestawu AG Neovo do montażu dwóch wyświetlaczy.

Kontrola poprzez dwa wyświetlacze i oszczędzanie miejsca dzięki biurkowemu zaciskowi DMC-02D. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia szybkie nachylenie, zmianę orientacji, obracanie oraz regulację wysokości. Dzięki wytrzymałym zawiasom i strukturze obudowy, DMC-02D może utrzymać wyświetlacz o wadze do 12 kg na zawias i wytrzymać długotrwałe operacje. Dzięki zgodności ze standardem VESA, obsługuje szeroki zakres wyświetlaczy o wielkości do 24".

Właściwości:

- Inteligentne prowadzenie kabli i zaciskowa podstawa, zwiększają ilość wolnego miejsca
- Intuicyjna instalacja
- Specjalnie dobierane materiały zapewniają długotrwałą użyteczność produktu
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- Regulowana konstrukcja wysokości
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie -20° do 20° na zawias
- Nachylenie w górę i w dół do kąta 40°
- Obrót o 360° na zawias
- Udźwig: 12 kg na zawias
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

