



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Podstawa monitora DMC-02D (Produkt nowy)



### AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

#### UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Lepsze wykorzystanie miejsca przy ograniczonej wielkości obszaru roboczego, poprzez użycie zaciskowego zestawu AG Neovo do montażu dwóch wyświetlaczy.

Kontrola poprzez dwa wyświetlacze i oszczędzanie miejsca dzięki biurkowemu zaciskowi DMC-02D. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia szybkie nachylenie, zmianę orientacji, obracanie oraz regulację wysokości. Dzięki wytrzymałym zawiasom i strukturze obudowy, DMC-02D może utrzymać wyświetlacz o wadze do 12 kg na zawias i wytrzymać długotrwałe operacje. Dzięki zgodności ze standardem VESA, obsługuje szeroki zakres wyświetlaczy o wielkości do 24".

#### Właściwości:

- Inteligentne prowadzenie kabli i zaciskowa podstawa, zwiększają ilość wolnego miejsca
- Intuicyjna instalacja
- Specjalnie dobierane materiały zapewniają długotrwałą użyteczność produktu
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- Regulowana konstrukcja wysokości
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie -20° do 20° na zawias
- Nachylenie w górę i w dół do kąta 40°
- Obrót o 360° na zawias
- Udźwig: 12 kg na zawias
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

