



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Podstawa monitora DMC-01 (Produkt nowy)



### AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

#### UCHWYT ŚCIENNY AG NEOVO

Interaktywne, zaciskane na biurku ramię DMC-01, umożliwia ustawienie dowolnego kąta widzenia i pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca.

Oprócz zmiany orientacji, nachylenia, regulacji wysokości oraz obracania, innowacyjny zestaw do montażu na biurku DMC-01 jest wyposażony w elastyczne ramię z dwoma przegubami, dla zapewnienia optymalnego widzenia i doskonałej ergonomicznej wygody. Dzięki zgodności ze standardem VESA, DMC-01 może podtrzymywać wyświetlacze o wadze do 10 kg i doskonale pasuje do domu, biura, a szczególnie do środowisk wielu użytkowników.

#### Właściwości:

- Usprawniona i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa zmiana pozycji wyświetlacza, spełnia wymagania dotyczące ergonomii
- Zgodność ze standardem VESA (75 x 75mm i 100 x 100mm)
- Obracanie w lewo i w prawo w zakresie 180°
- Szeroki zakres nachylenia w górę i w dół
- Regulacja wysokości do 31,5 cm
- Obrót w zakresie 360°
- Obrót ramienia o 360° umożliwia uzyskanie więcej kątów widzenia i wysunięcie wyświetlacza do 62 cm
- Inteligentne prowadzenie kabli i zaciskowa podstawa, zwiększają ilość wolnego miejsca
- Udźwig: 10 kg (22 funty)
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

