



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uchwyt do monitora AG-01 (Produkt nowy)



AG Neovo Nowa koncepcja monitorów medycznych

UCHWYT AG NEOVO

- Ramię montażowe z płynną możliwością zmiany ustawień (gaz sprężony)
- Montaż: (15 „~ 27”) (VESA 100×100/75×75)
- Udzwig: 8 kg
- Uchwyt montażowy:
 - Swivel: Max. + / - 90 °
 - Tilt: Max. +150 ° / 0 °
 - Obrót (pivot): 270 °
- Ramię : płynne przejście ustawień (gaz sprężony)
- Materiał: stal, aluminium, tworzywa sztuczne / kolor srebrny
- Do wyświetlaczy: 15”, 17”, 19”, 22”, 24”
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

