



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw endoskopowy OLYMPUS (CLV-180, CV-180) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- W skład zestawu wchodzi:
- **Źródło światła OLYMPUS CLV-180:**
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Światło xenonowe,
 - Zasilanie 230 V,
 - Częstotliwość 50-60 Hz,
 - Moc 500 VA,
 - Żarówka xenonowa MD 631 300W,
 - Oświetlenie awaryjne: halogen 12V 35W,
 - Foliowany, dotykowy panel sterowania,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
 - W zestawie zbiornik na wodę,
 - Gabaryty: 38,5 x 53 x 17 cm
- **Procesor obrazu OLYMPUS CV-180:**
 - Zasilanie 230 V,
 - Częstotliwość 50-60 Hz
 - Moc 150 VA,
 - Urządzenie posiada zdolność do przetwarzania obrazu w wysokiej rozdzielczości HDTV w celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu w endoskopii i laparoskopii,
 - Kompatybilny z endoskopami serii EVIS 100/130/140 oraz EVIS EXERA 160,
 - Wyjście HD / SD SDI dla transferu wysokiej jakości obrazu wideo,
 - Posiada port na karty pamięci xD,
 - Foliowany panel sterowania,
 - W zestawie:
 - Przewód PigTail MAJ 1430 z uchwytem,
 - Klawiatura Olympus EVIS EXERA MAJ 1426,
 - Karta pamięci xD z PC adapterem,
 - Gabaryt: 38,5 x 49 x 10 cm,
- **Wideogastroskop OLYMPUS GIF-Q180:**
 - Używany, stan techniczny idealny,
 - Produkcji japońskiej,
 - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
 - Średnica zewnętrzna końcówki: 8,8 mm,
 - Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
 - Długość robocza: 1030 mm,
 - Długość całkowita: 1345mm,
 - Głębokość ostrości: 3-100mm,
 - Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/90°
 - Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100°/100°,
 - Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
 - W pełni kompatybilny z procesorami CV-160/140,
 - W komplecie oryginalna walizka o wymiarach: 59 x 43 x 16 cm,
 - Zaworki,
 - Instrukcja obsługi w j. angielskim (format pdf),
- **Monitor medyczny OLYMPUS OEV 191H:**
 - Produkcji japońskiej,
 - Używany, stan techniczny idealny,
 - LCD 19",
 - Rozdzielczość 1280 x1024
 - Wyjścia: composite, S-video, RGBS, VGA,
- **Wózek endoskopowy OLYMPUS WM-NP1:**
 - Produkcji angielskiej,
 - Używany, stan techniczny idealny,
 - Trzy półki o wym: 40 x 53 cm,
 - Górny blat o wym: 38 x 45 cm,
 - Dolna półka o wym 38 x 44 cm,
 - Wysuwana półka pod klawiaturę,
 - Trzy przegubowe ramie na monitor ze stopniową regulacją wysokość,
 - Regulowany wysięgnik na dwa endoskopy,
 - Uchwyty na endoskopy,
 - Trzy tuby z poliwęglanu, (zbiorniki),
 - Dwa uchwyty do przemieszczania,
 - Instalację elektryczną,
 - Pojemnik do „white balance”
 - Gabaryt ogólny: 65 x 65 x 150-180 z monitorem,
 - Mobilny, kółka z hamulcem,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGLĄDOWE ZESTAWU

