



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny RODENSTOCK PRO 500 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Cechy i zalety Unitu RODENSTOCK PRO 500:**
 - Solidna konstrukcja,
 - Komfortowy, regulowany fotel,
 - Ponadczasowa, nowoczesna stylistyka,
 - Kolumna z górnym LED-owym oświetleniem,
 - Łatwy w instalacji (obsługa dla osób prawo- lub leworęcznych)
 - Ruchomy stół na 2 urządzenia,
 - Mechaniczna blokada stolika,
 - Regulowane ramię foreoptera,
 - Możliwa dodatkowa szafka,
- **Dane techniczne:**
 - Stół obrotowy i przesuwny, na dwa urządzenie,
 - Blokada stołu: mechaniczna,
 - Maks. nośność (stołu): 45kg (25/20kg),
 - Fotel pacjenta: SC 300,
 - Podwyższenie fotela pacjenta: ± 20 cm,
 - Waga całkowita (bez fotela): 172 kg,
 - Maks. ładowność (fotela): 120 kg,
 - Wysokość kolumny projektora: 176 cm/ $\pm 1,5$ cm,
 - Unit wyposażono w następujące gniazda:
 - 2 gniazda zasilania (230 V),
 - 1x RS-232, 1x 6-stykowe (6 V/12 V),
 - 1x LAN,
 - 1x USB 2.0,
 - Światło do czytania: Biała dioda LED 12 V,
 - Światło wewnętrzne: LED 12 V,
 - Pobór energii: 280 VA,
 - Zasilacz: 110/115 V AC/230 V AC $\pm 10\%$,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

