



## Kompresor medyczny - stomatologiczny DA7001 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Bezolejowy,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50 - 60 Hz,
- Moc 0,75 kW,
- Przepływ powietrza 92 l/min,
- Ciśnienie 5-7,5 Bar,
- Pojemność zbiornika 30 litrów,
- Natężenie dźwięku pracy 51 dB,
- Waga 38 kg,
- Gabaryty: 45 x 45 x 70 cm.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

