



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy EOS H05 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie występuje jednocześnie leże wykonane ze sklejki,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego poprzez wielokrotne naciśnięcie stopą dźwigni znajdującej się przy siłowniku,
- Zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości,
- Elementem charakterystycznym tego stołu jest szeroki blat, który umożliwia prowadzenie ćwiczeń metodą Wojty i Bobatha,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Cechy i zalety stołu:**
 - Tapicerka o bardzo dobrej jakości,
 - Pianka o grubości 5 cm,
 - W miejscach ruchomych stołu zastosowano stalowe łożyska kulkowe co wpływa na nie zawodność stołu,
 - Elementy ramy wykonane z najlepszej polskiej stali,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - System kółek jezdnych,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 200 cm,
 - Szerokość od 80 do 120 cm,
 - Wysokość 48 - 100 cm,
 - Masa własna 124 kg,
 - Maksymalne obciążenie 160 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

