



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny DEMETER M01 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- Dodatkową trwałość fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela,
- Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka,
- Fotel DEMETER M01 posiada stałą wysokość,
- Oparcie fotela jest regulowane za pomocą sprężyny gazowej, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą,
- W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach, pojemnik ze stali nierdzewnej oraz składany podest ułatwiający wejście i zejście z fotela,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na papier,
 - System kółek jezdnych,
 - Uchwyty rąk (podłokietniki),
- Parametry Techniczne:
 - Długość z podnóżkiem 190, bez podnóżka 139 cm,
 - Szerokość 65 cm,
 - Wysokość 85 cm,
 - Kąt regulacji oparcia 0° - 75°,
 - Wysokość stopnia 25 cm,
 - Masa własna 70 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

