




Kozetka lekarska LETA S01 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną konstrukcję z drewna bukowego,
- Stała wysokość i dwu częściowe leże z regulowanym podgłówkiem w standardzie z wycięciem na twarz i zatyczką,
- Podgłówek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu rastomat,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - Półka dolna,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55 lub 70 cm,
 - Wysokość 55 lub 70 cm,
 - Masa własna 30 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja kąta podgłówka 0° do 45°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,



DREWNO
WOOD



Transparent

22-68