



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kozetka lekarska LETA S02 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną konstrukcję z drewna bukowego,
- Stała wysokość i trzy częściowe leże z regulowanym podglówkiem w standardzie z wycięciem na twarz i zatyczką,
- Podglówek oraz podnózek regulowane są za pomocą mechanizmu typu rostomat,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - Półka dolna,
- Parametry techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55 lub 70 cm,
 - Wysokość 55 lub 70 cm,
 - Masa własna 32 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja kąta podglówka 0° do 45°,
 - Regulacja kąta podnóżka 0° do 35°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,



DREWNO
WYKOZ

