



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do pobierania krwi BLOODY 01 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Konstrukcja ułatwia przeprowadzenie zabiegu iniekcji na lewym lub prawym przedramieniu u osoby poddawanej zabiegowi,
- Stanowi wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni zdrowia znajduje również zastosowanie szpitalach i laboratoriach,
- Fotel posiada stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo, regulowane oparcie pleców i dwa regulowane we wszystkich płaszczyznach podłokietniki,
- **Fotel można doposażyć za dodatkową opłatą w podglówek,**
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Parametry Techniczne:
 - Wysokość 100 cm,
 - Szerokość 50 cm,
 - Głębokość 80 cm,
 - Wysokość siedziska 50 cm,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Masa własna 24 kg,
 - Regulacja wysokości podglówka 15 cm,
 - Regulacja wysokości podłokietników 25 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

