



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Taboret lekarski ERIS 03 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną aluminiową podstawę i wygodne tapicerowane siedzisko oraz praktyczny podnóżek,
- Regulacja wysokości odbywa się za pomocą sprężyny gazowej,
- Taboret jest dostępny na kółkach lub stopkach,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Parametry Techniczne:
  - Wysokość na stopkach 59 - 84 cm,
  - Wysokość na kółkach 64 - 89 cm,
  - Podstawa  $\varnothing$  65 cm,
  - Siedzisko  $\varnothing$  35 cm,
- Gwarancja 12 miesięcy,

