



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret lekarski ERIS 04 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną aluminiową podstawę i wygodne tapicerowane siedzisko oraz praktyczny podnóżek,
- Regulacja wysokości odbywa się za pomocą sprężyny gazowej,
- Wyposażony jest w oparcie pleców dostępne w dwóch wariantach, szerokie lub wąskie. (20x10, 20x20)
- Taboret jest dostępny na kółkach lub stopkach,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Parametry Techniczne:
 - Wysokość na stopkach 59 - 84 cm,
 - Wysokość na kółkach 64 - 89 cm,
 - Podstawa \varnothing 65 cm,
 - Siedzisko \varnothing 35 cm,
- Gwarancja 12 miesięcy,

