



Stolik zabiegowy metalowy CARTER (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie stół wyposażony jest w kółka jezdne w tym 2 z hamulcem,
- Blaty stolika dostępne są w trzech opcjach,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Półka szkło hartowane grubość 6 mm,
 - Półka chromoniklowa,
 - Dwa uchwyty na miski oraz miski ze stali nierdzewnej,
- Parametry Techniczne:
 - Szerokość 78 cm,
 - Wysokość 80 cm,
 - Głębokość 45 cm,
 - Masa własna blaty metalowe 16,5 kg,
 - Masa własna blaty szklane 20 kg,
 - Maksymalne obciążenie na półkę 15 kg,
- Waga stolika: 16 kg,
- Gwarancja 12 miesięcy,

