



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Procesor kamery endoskopowej AESCULAP PV 206 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc 35 VA,
- Procesor kamery endoskopowej przystosowany do endoskopów sztywnych,
- Kontrola balansu bieli,
- Foliowany panel sterowania,
- Posiada wejścia:
  - S-VIDEO,
  - VIDEO,
- Gabaryt: 30,5 x 30,5 x 8,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

