



Stolik do badań niemowląt GAJA 1 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Przeznaczony jest do wykonywania badań oraz pielęgnacji niemowląt w przychodniach oraz gabinetach lekarskich,
- Stolik do badań niemowląt jest wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Posiada stałą wysokość,
- Błat z trzech stron zabezpieczony jest wysoką pianką natomiast na spodzie posiada wygodny wyjmowany materac, co ułatwia utrzymanie stolika w czystości.
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Półka dolna
 - Półka boczna
 - Szuflada
 - Szafka
 - Wieszak na podkład,
- Parametry Techniczne:
 - Szerokość całkowita blatu 80 lub 100 cm,
 - Głębokość całkowita blatu 65 lub 75,
 - Wysokość całkowita 79 lub 89 cm,
 - Masa własna 30 kg,
 - Maksymalne obciążenie 50 kg,
 - Maksymalne obciążenie półki bocznej 25 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

