



## Fotel transportowy NITROCARE NTS X6 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Fotel posiada dwa duże kółka przednie oraz dwa mniejsze tylnie co umożliwia doskonałą zwrotność,
- Podłokietniki z możliwością stopniowego otwierania i zamykania,
- Fotel wyposażony w centralny hamulec,
- Siedzenie i oparcie wykonane z poliuretanu,
- Fotel ma regulowane oparcie,
- Wyposażony w regulowany zagłówek ,
- Gabaryty;
  - Wysokość: 1160 mm
  - Głębokość: 1000 mm,
  - Szerokość: 643 mm,
  - Głębokość siedzenia: 440 mm,
  - Szerokość oparcia: 500 mm,
- Wymiary podłokietników: 355 x 425 x 65 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

