



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel transportowy NITROCARE NTS X6 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Fotel posiada dwa duże kółka przednie oraz dwa mniejsze tylnie co umożliwia doskonałą zwrotność,
- Podłokietniki z możliwością stopniowego otwierania i zamykania,
- Fotel wyposażony w centralny hamulec,
- Siedzenie i oparcie wykonane z poliuretanu,
- Fotel ma regulowane oparcie,
- Wyposażony w regulowany zagłówek ,
- Gabaryty;
  - Wysokość: 1160 mm
  - Głębokość: 1000 mm,
  - Szerokość: 643 mm,
  - Głębokość siedzenia: 440 mm,
  - Szerokość oparcia: 500 mm,
- Wymiary podłokietników: 355 x 425 x 65 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

