



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel okulistyczny PROMAT NG (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Standardowy kolor fotela to BIAŁO-CZARNY,
- Funkcjonalność fotela zapewnia zdejmowalny wielofunkcyjny zagłówek ,
- Możliwość montażu uchwyty do zamontowania rolki papieru,
- Wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- **Sterowanie za pomocą pilota lub sterownika nożnego:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: 615 - 890 mm,
 - Regulacja oparcia w zakresie: 90° - 180°,
 - Regulacja podnóżka w zakresie: 180° - 255°,
 - Regulacja siedziska w zakresie: -2° - 32°,
- **Manualna regulacja:**
 - Regulacja zagłówek: 180°,
 - Regulacja przedłużenia podnóżka: 180°,
 - Regulacja podłokietników: 180°,
- Maksymalny udźwig fotela: 240 kg,
- Chowane kółka ułatwiające manewrowanie,
- **Dodatkowe wyposażenie za dopłatą:**
 - Uchwyt do zamontowania rolki papieru,
 - Sterownik nożny,
 - Uchwyt na akcesoria,
 - Uchwyt na kroplówki z czterema haczykami,
 - System szyn siedzenia,
 - System szyn oparcia,
 - Możliwość zmiany koloru tapicerki,
- Poziom hałas: 60 dBA,
- Waga: 90 kg,
- **Gabaryty:**
 - Zagłówek: 274 x 415 mm,
 - Oparcie: 710 x 600 mm,
 - Siedzisko: 510 x 600 mm,
 - Podnóżek: 305 x 530 mm,
 - Podłokietnik: 555 x 95 mm,
 - Przedłużenie podnóżka: 170 x 450 mm,
 - Całkowita długość od 1950 do 2230 mm,
 - Całkowita szerokość: 600/845 mm (łącznie z podłokietnikami),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

