



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel okulistyyczny PROMAT MX (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Standardowy kolor fotela to GRAFITOWO-BIAŁY,
- Stół wyposażony w szerokie podłokietniki ,
- Wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Regulacja funkcjami stołu odbywa się za pomocą pilota ręcznego (standard lub za dopłatą przy pomocy sterownika nożnego),
- **Sterowanie za pomocą pilota lub sterownika nożnego:**
  - Regulacja wysokości w zakresie: 55 - 81 cm,
  - Regulacja oparcia w zakresie: 0° - 78°,
  - Regulacja siedziska w zakresie: 0° - 33°,
  - Regulacja podnóżka części łydkowej w zakresie: 0° - 75°,
- **Manualna regulacja:**
  - Regulacja zagłówka: 180°,
  - Regulacja podnóżka część piętowa: 180°,
  - Regulacja podłokietników w zakresie: 0° - 180°,
- Maksymalny udźwig stołu: 175 kg,
- Chowane kółka ułatwiające manewrowanie,
- **Dodatkowe wyposażenie za dopłatą:**
  - Uchwyt do zamontowania rolki papieru,
  - Sterownik nożny,
  - Możliwość zmiany koloru tapicerki,
- Poziom hałasu: 60 dBA,
- Waga: 65 kg,
- **Gabaryty:**
  - Zagłówek: 240 x 375 mm,
  - Oparcie: 610 x 545 mm
  - Siedzisko: 520 x 550 mm,
  - Podnóżek część łydkowa: 275 x 525 mm,
  - Podnóżek część piętowa: 195 x 445 mm,
  - Podłokietnik: (2x) 470 x 75 mm,
  - Całkowita długość: 1820 mm - 2095 mm,
  - Całkowita szerokość: 545 /745 mm (łącznie z podłokietnikami),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

