



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół zabiegowy PROMAT NG (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Standardowy kolor fotela to BIAŁO-CZARNY,
- Funkcjonalność fotela zapewnia zdejmowalny wielofunkcyjny zagłówek,
- Możliwość montażu uchwyty do zamontowania rolki papieru,
- Wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- **Sterowanie za pomocą pilota lub sterownika nożnego:**
  - Regulacja wysokości w zakresie: 615 - 890 mm,
  - Regulacja oparcia w zakresie: 90° - 180°,
  - Regulacja podnóżka w zakresie: 180° - 255°,
  - Regulacja siedziska w zakresie: -2° - 32°,
- **Manualna regulacja:**
  - Regulacja zagłówek: 180°,
  - Regulacja przedłużenia podnóżka: 180°,
  - Regulacja podłokietników: 180°,
- Maksymalny udźwig fotela: 240 kg,
- Chowane kółka ułatwiające manewrowanie,
- **Dodatkowe wyposażenie za dopłatą:**
  - Wielofunkcyjny zagłówek z otworem oddechowym,
  - Uchwyt do zamontowania rolki papieru,
  - Sterownik nożny,
  - Uchwyt na akcesoria,
  - Uchwyt na kroplówki z czterema haczykami,
  - Uchwyt na pilota,
  - System szyn siedzenia,
  - System szyn oparcia,
  - Możliwość zmiany koloru tapicerki,
- Poziom hałasu: 60 dBA,
- Waga: 90 kg,
- **Gabaryty:**
  - Zagłówek: 274 x 415 mm,
  - Oparcie: 710 x 600 mm,
  - Siedzisko: 510 x 600 mm,
  - Podnóżek: 305 x 530 mm,
  - Podłokietnik: 555 x 95 mm,
  - Przedłużenie podnóżka: 170 x 450 mm,
  - Całkowita długość od 1950 do 2230 mm,
  - Całkowita szerokość: 600/845 mm (łącznie z podłokietnikami),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

