



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **UNIT Okulistyczny Classic Mini (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Charakterystyka:
  - Odznacza się niezwykle prostą i niezawodną konstrukcją.
  - Składa się z bazy, blatu na 2 urządzenia, mocowania rzutnika lub półki na rzutnik oraz podnoszonego elektrycznie fotela.
  - Fotel standardowo jest wyposażony w wysokiej jakości siłownik szwajcarskiej firmy Schumo,
  - Siedzenie fotela obite jest skajem w dowolnym kolorze z palety wzorników RAL i ICA,
  - Nieprzesuwany blat jest mocowany rękojeścią umiejscowioną z boku korpusu bazy,
  - Unit można w bardzo łatwy i wygodny sposób obsługiwać za pomocą znajdującego się na blacie panelu,
  - Opcjonalnie unit może być wyposażony w lampkę halogenową oraz ramię foroptera,
- Wyposażenie standardowe:
  - Baza,
  - Blat na 2 urządzenia,
  - Mocowanie rzutnika lub półki na rzutnik,
  - Podnoszony elektrycznie fotel,
  - Podnóżek,
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
  - Podłokietniki,
  - Uchwyt foroptera,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
  - Pobór mocy 460 W,
  - Napięcie dostępne na blacie 230 V, 50 Hz + opcja 6-12 V,
  - Maksymalne obciążenie 80 kg,
  - Waga 180 kg,
  - Wysokość 184 cm,
  - Wymiary 1240 x 1594 cm ,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

